

INSTRUKCJA UŻYWANIA

MASKA WŁÓKNINOWA NA TWARZ Z GUMKAMI, TRZYWARSTWOWA

PRZEZNACZENIE:

Maski medyczne ograniczają ryzyko przenoszenia bakterii i cząsteczek stałych wydychanych do otoczenia oraz chronią drogi oddechowe przed zanieczyszczeniami z zewnątrz.

CHARAKTERYSTYKA:

Maski medyczne trójwarstwowe wykonana są z włókniny (polipropylen), jednorazowego użytku, wysokobarierowe, z gumkami, nie zawierają lateksu, posiadają sztywnik umożliwiający dopasowanie do kształtu twarzy. Dostępne kolory: biały, zielony, niebieski, różowy, czarny, pomarańczowy, żółty, fioletowy. Pakowane w kartonik-dyspenser.

Okres ważności – 5 lat

WYRÓB MEDYCZNY ORAZ ŚRODEK OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Maski medyczne zgodne z postanowieniami Dyrektywy Rady 93/42/EWG (Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie klasyfikowania wyrobów medycznych), spełnia wymagania Dyrektywy 2007/47/EC dotyczącej Wyrobów Medycznych Klasy I (Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych) oraz z zharmonizowaną normą EN 14683.



WASKAZANIA DOTYCZĄCE UŻYCIA

Wyciągnąć z opakowania/dyspenzera jedną sztukę maseczki i sprawdzić czy nie jest uszkodzona. Chwycić dwoma rękami za gumki i nałożyć na uszy. Następnie dopasować aby maska dokładnie zakrywał usta i nos. Pasek usztywniający znajdujący się w górnej części dopasować tak aby szczelnie przylegał do nosa. Po użyciu należy ostrożnie ściągnąć maskę z twarzy i pozbyć się jej zgodnie z obowiązującymi lokalnymi procedurami lub przepisami. Wyrób jednorazowego użytku.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie stwierdzono działań niepożądanych podczas używania masek medycznych.

W przypadku stwierdzenia nadwrażliwości lub reakcji alergicznej na którykolwiek ze składników, należy zaprzestać użytkowania i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.

INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA

Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i deszczem; przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze 5-30 °C

INSTRUKCJI UŻYWAĆ W POWIĄZNIU ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI UMIESZCZONYMI NA OPAKOWANIU.

WYTWÓRCA

BESPERTO Artur Rutkowski


os. Przy Arce 5 lok. 92

31-845 Kraków, POLSKA

www.besperto.pl

wersja 1/2019, grudzień 2019 r.

SYMBOLE WYSTĘPUJĄCE NA OPAKOWANIU

	wytwórca – nazwa, adres		chronić przed deszczem i wilgocią
	data produkcji		chronić przed światłem słonecznym
	data ważności		przechowywać w temperaturze 5 – 30°C
	instrukcja użytkowania		do recyklingu
	numer partii		opakowanie można traktować jako odpad komunalny
	produkt do jednorazowego użytku		